



沙黄藏红 T 水溶液(2%)

产品简介:

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成,可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品组成:

名称	SS0481	Storage
沙黄/藏红 T 水溶液(2%)	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、酒精灯
- 3、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、涂片: 载玻片编号, 于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(2%), 加热至出现蒸汽, 约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片, 轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。